

EMS • • • • • • • • • •

407




01

EMS

03

02

04



EMS

0-15

20 = 1.5

... ..

■ EMS

■ 0~15 · 66

■ .

■ , 3,000

■ ZERO ·

■ , ,



8

(			
(40Hz)	.	.	
(20Hz)	.	" " .	
(20Hz)	.	" " .	()
(20Hz)	.	" " " " .	()
(20Hz)	.	" " " " .	
(20Hz)	.	" " .	()
(20Hz)	.	.	15 1.5
(100Hz)	.	.	

5,000±500

RPM

• •



: →



:

&



:



EMS

,

,



:



—

38°C

40°C

42°C

3

· ±1°C

- : &
- : , ()
- .
- :



04 · RED LIGHT

650nm

5-10mm

LED + + EMS +

→ ATP

4-Way : + + EMS +

:



4-Way

01


EMS

02

03

04

LED



ATTESTATION Of conformity With European Directives

For the following

Product : Fine-Reset407
Model Name : FCM-HC-01-A

Applicant : FINECEM,INC
Address : 57, Jeongnamdong-ro, Jeongnam-myeon,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

Manufactured at : FINECEM,INC
Address : 57, Jeongnamdong-ro, Jeongnam-myeon,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

The submitted sample of the above equipment has been tested for CE marking according to following European Directive and standards:
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU



The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the specified European Directive. This verification does not imply assessment of the production of the product. The CE marking may be affixed if all relevant and effective European Directives with CE are applicable.

The standards relevant for the evaluation of EMC requirements are as follows:

Test Standards : EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021 (Category II)
EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024,
IEC 61000-3-2:2018/AMD2:2024
EN 61000-3-3:2013/A2:2021,
IEC 61000-3-3:2013+AMD1:2017+AMD2:2021

Date of issue: 2026-08-12

FINECEM,INC

57, Jeongnamdong-ro, Jeongnam-myeon,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

(Name and signature of authorized person)

0E4D-3791-3F4C-6296

방송통신기자재등의 적합등록증 Registration of Broadcasting and Communication Equipments	
상호 또는 성명 Trade Name or Registrant	주식회사 파인셈
기자재명칭(제품명칭) Equipment Name	파인리셋 407(Fine-Reset407)
기기부호/추가 기기부호 Equipment code /Additional Equipment code	MS611
기본모델명 Basic Model Number	FCM-HC-01-A
파생모델명 Series Model Number	
등록번호 Registration No.	R-R-SEM-FCM-HC-01-A
제조사/제조국가 Manufacturer/Country of Origin	주식회사 파인셈/한국
등록연월일 Date of Registration	2026-08-13
기타 Others	
위 기자재는 「전파법」 제58조의2 제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다. It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio Waves Act. 2026년(Year) 08월(Month) 13일(Day) 국립전파연구원장 Director General of National Radio Research Agency ※ 적합등록 방송통신기자재는 반드시 "적합성평가표시" 를 부착하여 유통하여야 합니다. 위반시 과태료 처분 및 등록이 취소될 수 있습니다.	





발은 제2의 심장입니다

하루 15분, 발을 자극하면
전신 순환이 시작됩니다

Your feet are your second heart

Stimulate your feet for 15 minutes,
Activate full-body circulation



EMS 전기 자극
근육 수축 및 이완 자극
근육 활성화 & 순환 촉진
Electrical Stimulation
Muscle contraction &
circulation boost



용천 타격 마사지
발바닥 깊은 지압 자극
Acupressure Massage
Deep foot acupressure



온열 (38~42°C)
혈류 활성화 및 순환 촉진
최적의 온열 케어
Heat Therapy (38~42°C)
Improves blood flow



LED (PDT) 케어
세포 활성화 및 회복 도움
세포 재생 & 컨디션 개선
LED (PDT) Care
Cell activation &
recovery

파인리셋 407은 EMS, 용천 타격, 온열, LED(PDT) 4가지 기능으로
발을 집중 케어하여 전신 순환을 개선하고 건강한 변화를 선사합니다.

FINE RESET 407 combines 4 powerful functions to
care for your feet and improve whole-body circulation,
awakening your second heart and
bringing healthy changes to your life.



용천혈 자극
Yongcheon Point
Stimulation



LED 광 케어
LED Light Care



온열 케어
Heat Therapy



전신 순환 활성화
Full-body Circulation
Activation

4가지 기능

4 FUNCTIONS



EMS 전기 자극

근육 수축 및 회복 자극
근육 활성화 & 순환 촉진

Electrical Stimulation
Muscle contraction &
circulation boost



용천 타격 마사지

발바닥 깊은 지압 자극
근육 이완 & 혈액 순환 개선

Acupressure Massage
Deep foot acupressure



온열 (38~42°C)

혈류 활성화 및 순환 촉진
최적의 온열 케어

Heat Therapy (38~42°C)
Improves blood flow



LED (PDT) 케어

세포 활성화 및 회복 도움
세포 재생 & 전신 순환 개선

LED (PDT) Care
Cell activation &
recovery



7가지 효과

7 EFFECTS



혈액순환 개선

Improves
Blood Circulation



근육 이완 및 활성화

Muscle Relaxation
& Activation



피로 회복

Fatigue Recovery



부종 완화

Relieves Swelling



통증 완화

Pain Relief



림프 순환

Lymphatic Circulation



전신 활력

Boosts Vitality

사용 방법 | HOW TO USE



발을 올려놓고

Place your feet
on the device



전원 버튼을
눌러 시작

Press power
button



모드 선택 후
강도 조절

Select mode
& intensity



15분 사용으로
전신 케어 완성

15 minutes for
full-body care



제품 사양

| SPECIFICATIONS

제품명 | Product Name
FINE RESET 407

모델명 | Model FCM-M09

기능
Functions EMS, 용천 타격, 온열, LED (PDT)
EMS, Acupressure, Heat, LED (PDT)

온열 범위
Heat Range 38~42°C

사용 시간
Usage Time 15분 자동 타이머
15 Min Auto Timer

전원 | Power DC 24V / 2A

크기 | Size 280 x 250 x 60 mm

무게 | Weight 약 1.2 kg | Approx. 1.2 kg

제품 특징 | PRODUCT FEATURES



디지털 디스플레이
Digital Display



간편한 버튼 조작
Easy Control
Buttons



자동 프로그램
Auto Programs



휴대 및 보관 용이
Portable Design

이런 분들께 추천합니다!

RECOMMENDED FOR



혈액순환이
걱정되시는 분

Those concerned
about poor circulation



다리 피로와
통증이 잦은 분

Those with leg fatigue
or frequent pain



붓기와 부종이
고민인 분

Those troubled by
swelling



건강한 생활을
원하시는 분

Those who want
a healthy lifestyle

용천 리셋 · 전신 순환 · 건강한 변화

Yongcheon Reset · Whole-body Circulation · Healthy Change

하루 15분,
당신의 몸이 달라집니다!

15 minutes a day,
change your body!

파인리셋 407
FINE RESET 407

Whole-Body Reset Starts at Your Feet

AWAKEN YOUR SECOND HEART

4 POWERFUL FUNCTIONS • 7 AMAZING EFFECTS • 15 MINUTES A DAY

FINE RESET 407

Model: FCM-M09.






EMS
(ELECTRICAL MUSCLE STIMULATION)

MUSCLE CONTRACTION & RECOVERY
CIRCULATION BOOST



HEAT CARE
(38~42°C)

IMPROVES BLOOD FLOW
SOOTHING COMFORT



LED (PDT) CARE

CELL ACTIVATION & RECOVERY
SKIN REVITALIZATION



YONGCHEON POINT ACUPRESSURE

DEEP FOOT MASSAGE
TARGETED PRESSURE ON YONGCHEON POINT

EFFECTS



IMPROVED BLOOD CIRCULATION



MUSCLE RELAXATION



FATIGUE RECOVERY



EDEMA RELIEF



PAIN RELIEF



WHOLE-BODY VITALITY



LYMPHATIC CIRCULATION



NAEANE
THERAPY LOUNGE

Foot Wellness Device Multi-functional Expansion

Multi-area adaptable, all-round relief

20 mins ≈ 1.5 hrs walking.



EMS



Vib Massage



Warm Heat



Red Light Care



Massage forearms

Adaptable surface, target specific points.



Upper Arm Massage

Deep muscle relief for larger areas.



Palm Massage

Restore hand energy and circulation.



Foot Massage

The foundational cure for total body wellness.



Thigh Massage

Relieve leg tension from standing or exercise.



Waist Massage

Core stability and lower back relief.



Shoulder & Neck Massage

Relieve upper back and neck tightness.



Wrist Massage

Perfect for office-related hand and wrist strain.



Abdomen Massage

Stimulate deep core and support digestion.



Daily Care



Sleep Warm



Office Relax



Sport Recover